

Disinfezione

Oxypronto

Ossigeno attivo granulare



Utilizzo & Caratteristiche

Disinfettante e ossidante per acqua di piscine private, per utenti privati e professionali. Prodotto per disinfezione e ossidazione per piscine residenziali e whirlpool. Scioglimento rapido, per disinfezione d'urto e continue, ideale per ogni tipo d'acqua.



Dosaggio & Modo d'impiego

Quantità da utilizzare per la prima applicazione e per il trattamento d'urto, da eseguire circa ogni due settimane 200-250 g/10 m³. Dosaggio successivo: Aggiungere fino ad avere minimo 5-8 mg/l O₂ all'uscita vasca. Si consiglia di usare Oxypronto assieme a NoAlgin. Distribuire uniformemente sulla superficie durante la funzione dell'impianto del filtraggio.

Dati relativi alla sicurezza

Pericolo Può causare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Potassium persulphate. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non disperdere nell'ambiente. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi. Smaltire il contenuto / contenitore in un impianto d'eliminazione di rifiuti autorizzato. **Misure di primo soccorso:** **Inalazione:** Chiamare immediatamente un medico o il Centro Antiveleni. **Contatto con la pelle:** Trattamento medico immediato si rende necessario in quanto gli effetti corrosivi sulla pelle mostrano una lenta e cattiva guarigione della piaga. **Contatto con gli occhi:** Sciacquare immediatamente con molta acqua anche sotto le palpebre, per almeno 15 minuti. Proteggere l'occhio illeso. Consultare l'oculista. **Ingestione:** Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Se possibile trattenere il vomito. Consultare immediatamente il medico.

- **Ingrediente attivo** Bis(perossimonosolfato)bis(solfato) di pentapotassio, N. CAS 70693-62-8, 93 g/100 g.
- **Contiene** Perossodisolfato di dipotassio, N. CAS 7727-21-1.
- **UN3260**
- **UFI J380-C0KW-W00T-2GAA**
- **CHZB1001**
- **Misure del contenitore disponibili** 1 | 5 | 25 kg
- **Pittogrammi**

